


親指の付け根 に起こる 主なトラブル

思いあたれば
要注意!



腱鞘は指だけでなく手首の親指側にもあり、**手首に「痛み」や「腫れ」**の症状が出ます。

特に
親指を

広げたり、反らしたり、
動かすことで強い痛みがでる
のが特徴です。



どうして産後のママに多いの?


産後は赤ちゃんを抱き上げたり、家事などで
手首や指を使う動作が頻繁にあるため、腱鞘
炎になってしまうママが多いのです。



お答えします!



育児が始まると子供中心の生活になり、知らず知らずのうちに
腱鞘に過度な負担がかかってしまい、腱鞘炎へと発展してしまう
ケースが多く見られます。



育児は常に
手を使っ
ています!

洗濯方法

- ◆ 30℃以下の水で中性洗剤を使用し
手洗いしてください。
- ◆ 漂白剤、柔軟剤、アイロン、乾燥機の使用や
ドライクリーニングは避けください。
- ◆ 洗濯後の乾燥は、陰干しにしてください。




製品に関する注意事項

使い始めは1～2時間程度装着し、
不快感やかゆみがないか確認して
ください。慣れましたら半日から1日
中ご使用いただけます。
就寝時はご使用をお避けください。

動画で装着方法を
今すぐチェック!!



bonbone オープン サム フラット



サイズ	親指周囲	手首周囲
L	6～7.5cm	17～20cm
M	5.5～7cm	15～18cm
S	5～6cm	13～16cm

商品の購入・ご質問はこちらまで

製造元 ダイヤ工業株式会社
〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125



bonbone

日々負担がかかってつらい...
**働きすぎる指を
サポート!!**

使いすぎによる
お悩みを
サポートする
**親指
サポーター**

●bonbone オープン サム フラット

for
家事



for
育児



for
デスク
ワーク



for
手を多用
する方




あなたは大丈夫？

親指のトラブル セルフチェック！

自分で簡単にできる
チェック方法があります！



親指を他の指で
包むように軽く
握る。



ゆっくりと手を
小指側へ傾ける。

この時、親指の付け根に
「痛み」がある場合は要注意です。
ぜひご自分でチェックしてみてください。



サポーターQ&A



Q. 固定してしまうと
筋力の低下には繋がらないの？

A. **運動量を落とさないなら
心配ありません！**

筋力低下の原因は気になる辛さによる運動量低下とも言われています。動きをサポートすることで不安を少なくし、**運動量を落としにくくします。**

つらい 指の トラブルに

生活スタイルを
変化させることなく

親指の 負担を軽減！

サイズ・サポート力の調整が可能

指部分が長すぎる場合は、自分の指の長さに合わせてカットできます。
付属の面ファスナーを使ってサポート力の調節もできます。

自分の指の長さに調節
できるから使いやすい！



第一関節が動き
やすいようにV字
型にカットしてくだ
さい。



緩やかなカーブを
描くようにカットし
てください。

付属の面ファスナーを使えば、
さらにサポート力がUP！



付属品の補助面ファ
スナーを本体にとめ
れば、さらにサポート力
が高まります。

補助面ファスナー

親指と手首をWサポート

親指のサポートだけでなく、
手首の動きも抑えて負担を軽減。



目立ちにくく、シーンを選ばない

完全無縫製で生地が薄く、濡れても乾きやすいので
装着したまま家事や作業ができます。

片手で
巻きやすく、
面ファスナー
なので
調節もカンタン

外面

補助
面ファスナー

手首面ファスナー

肌面

全面樹脂プリント

グリップ力が高く、フィット感
があります。

L:13.5cm
M:13.5cm
S:12.9cm

L:22cm M:19cm S:18cm