

思いあたれば
要注意!

腰の不調を かかえやすい人

check 1 長時間、同じ姿勢が多い

座りっぱなしや立ちっぱなしの姿勢が続くことで
一部の筋肉へ負担がかかります。



check 2 運動不足や筋力の低下を感じる

腰回りの筋肉の衰えにより、
腰椎に負担がかかります。



check 3 体に過剰な動き、 無理な負担をかけている

過度の運動による筋肉疲労や無理な力をかけることで、
腰の負担になります。



洗濯方法

- ◆ 30℃以下の水で中性洗剤を使用し
手洗いしてください。
- ◆ 漂白剤、柔軟剤、アイロン、乾燥機の使用や
ドライクリーニングはお避けください。
- ◆ 洗濯後の乾燥は、陰干しにしてください。



製品に関する注意事項

使い始めは1～2時間程度装着し、
不快感やかゆみがないか確認して
ください。慣れましたら半日から1日
中ご使用いただけます。
就寝時はご使用をお避けください。

動画で装着方法を
今すぐチェック!!



bonbone プロハード026/027



ホワイト



ベージュ



ブラック

サイズ	腸骨周囲
3L	115～135cm
LL	95～120cm
L	80～100cm
M	68～85cm
S	58～73cm

●全長/3L:128cm LL:110cm L:99cm M:85cm S:76cm

商品の購入・ご質問はこちらまで

製造元 ダイア工業株式会社
〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125



bonbone

急激なトラブルに…
背部から腰回りまで
ガッチリサポート!!




●プロハード026/027



🗨️ コルセットの目的は？

🗨️ 腰椎への負担の軽減

🗨️ 良姿勢維持による
筋肉の負担の軽減



🗨️ コルセットに求められる機能は？

✓ 過度な動きを制限しながら、
普段の生活を維持できる

✓ 腹圧を高めたり、
腰回りの**筋肉の補助**ができる



🗨️ サポーターQ&A



Q. (腰サポーターを着けて)
固定してしまうと
筋力の低下には繋がらないの？

A. **運動量を落とさないなら
心配ありません！**

筋力低下の原因は気になる辛さによる運動量低下とも言われています。体の動きをサポートすることで不安を少なくし、**運動量を落とさなくします。**

急激な 腰部への トラブルに

ググッと圧迫&固定！

しっかりサポートで腰の負担を軽減

＼ 装着すると分かる！ ＼

軽い力で
がっちり締まる構造

着用時に自然な姿勢へ導く
Wギア構造



滑車の原理を応用した構造により、力の弱い方でも軽い力でしっかりと骨盤周りを締め込むことができます。

スルスルッと
引っ張ると
ググッと締まる！



患者さまに寄りそった 思いやり設計



幅広でも歩行を妨げにくいえぐり形状。



ポケット
1



ポケット
2

腹部と背部の2カ所にポケットがあり、タオルやカイロを入れることが可能です。

腰回りの筋力への高いサポート力

腰周り全体を圧迫しつつ、
しっかり背部を締め込みます。




【前面】



腹部ステー×1枚



【背面】



背部ステー×6本

腹部にステーが1枚、背部にステーが6本入っていることで腰回りをしっかりサポートします。



装着時、自然な姿勢へ導きます。