


「歩くこと」の重要性

歩くことは…



生活習慣病の
対策になります

寝たきりの減少に
つながります



膝や身体にトラブルがあると、
歩くことができません。

！ 歩行による運動は非常に大切です。
健康維持のために欠かせません。

厚生労働省が
発表している

歩数の目標



成人(男)
9200歩

成人(女)
8300歩

高齢者(男)
6700歩

高齢者(女)
5900歩

！ スムーズな歩行が続けられるよう、膝などの関節や
全身をしっかりサポートすることが重要になります。

洗濯方法

- ◆ 30℃以下の水で中性洗剤を使用し
手洗いしてください。
- ◆ 漂白剤、柔軟剤、アイロン、乾燥機の使用や
ドライクリーニングはお避けください。
- ◆ 洗濯後の乾燥は、陰干しにしてください。



製品に関する注意事項

使い始めは1～2時間程度装着し、
不快感やかゆみがないか確認して
ください。慣れましたら半日から1日
中ご使用いただけます。
就寝時はご使用をお避けください。

動画で装着方法を
今すぐチェック!!



bonbone ウォークアップニー



ベージュ



ブラック



膝裏

膝蓋骨
中心から上下
10cm周囲

巻くタイプ

バックオープン

左右兼用

サイズ	カラー	適用周囲
LL フリー	ベージュ	膝上、膝下とも40～58cm 膝上、膝下とも30～45cm
LL フリー	ブラック	膝上、膝下とも40～58cm 膝上、膝下とも30～45cm

商品の購入・ご質問はこちらまで

製造元 ダイア工業株式会社
〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125



bonbone

膝のグラつきが気になる…
**軽やかな歩行を
サポート!!**



🗨️ 膝サポーターの目的は？

- 🗨️ 膝を支持し安定させる
- 🗨️ 膝関節の過度な動きを制限する
- 🗨️ 膝の悩みを軽減させる



🗨️ 膝サポーターに求められる機能は？

- ✓ 膝を安定させる**筋肉に**アプローチできる
- ✓ 違和感の出る動きを**制限・固定**できる
- ✓ 膝を**保温**する

🗨️ サポーターQ&A



Q. (膝サポーターを着けて) 固定してしまうと 筋力の低下には繋がらないの？

A. **運動量を落とさないなら 心配ありません！**

筋力低下の原因は気になる辛さによる運動量低下とも言われています。体の動きをサポートすることで不安を少なくし、**運動量を落とさなくします。**

着地時の 膝の グラつきに

ムレにくい快適設計



膝裏



巻くタイプで膝裏が開いた形状により、汗をかいてもムレにくくなっています。

グラつく膝を 負担を軽減！


テーピングの機能を再現

2つのパッドが 膝関節をサポートします。



※斜線はパッドが入っている部分


- パッド1** 膝のお皿全体を引き上げる構造
- パッド2** 本体を膝下に固定する構造



従来の テーピング法

膝のお皿にテープを引っ掛けて引き上げることで、太ももの筋肉(大腿四頭筋)を補助します。

大腿四頭筋とは 全身の筋肉の中で、最も強く大きい筋肉です。大腿四頭筋が衰えると、歩行の着地時に膝が不安定になります。



ズレにくい設計



ブラック

3点支持で 引上げ力を長時間維持

膝前面の引き上げ部分の面ファスナーが3点になっているので膝の曲げ伸ばし時に生地へかかる圧力を分散、引き上げ力を長時間維持します。

ズレにくく しっかりフィット

広範囲に配置された滑り止め素材で膝にしっかりフィットし、ずれにくくなっています。



※斜線は滑り止め部分